

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Wipi1 Pour Wb Et Elisa - Q5Mnz9

Numéro d'article: CM0008274

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin hautement spécifique dirigé contre WIPI1 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte une bande de 49 kDa et présente une réactivité croisée avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIPI1, anticorps monoclonal de lapin
Remarques/alias	ATG18 ; ATG18A ; WIPI49 ; WIPI1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	55062
ID du gène	55062
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	Q5MNZ9
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac réfrigérant