

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wipi2 Pour Wb Et Elisa - Q9Y4P8

Numéro d'article: CM0027456



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre WIP1 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le mécanisme de l'autophagie et la recherche sur les maladies.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WIP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDDSSA; WIP1-2; WIP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	26100
Identifiant du gène	26100
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 187-436 de WIP1 humain (NP_057087.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4P8
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace