

Anticorps Polyclonal Anti-Wisp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076076

Numéro d'article: CM0026231

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WISP2 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Cible la protéine humaine WISP2 (CCN5), une protéine sécrétée impliquée dans le remodelage osseux et l'adhésion cellulaire. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WISP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Espèce	Humain
GeneID	8839
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 164-250 de WISP2 humain (NP_003872.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076076
Poids Moléculaire	27kDa
Expédition	Sac de glace