

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wisp2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - 076076

Numéro d'article: CM0013450

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WISP2, validé pour WB, IF/ICC, ELISA, réagit avec l'humain, la souris, le rat ; cible la protéine CCN5 (27 kDa) impliquée dans le remodelage osseux et l'adhésion cellulaire. Idéal pour les études de signalisation des ostéoblastes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-WISP2
Remarques/Alias	CT58 ; WISP2 ; CTGF-L
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	8839
ID du gène	8839
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-250 de WISP2 humain (NP_003872.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	076076
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace