

Anticorps Monoclonaux Anti-Wnk1 Pour Wb - Q9H4A3

Numéro d'article: CM0004291

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le WNK1 humain (Q9H4A3). Validé pour le Western blot et l'ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation de la kinase WNK1 dans la régulation de la pression artérielle et le transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WNK1 Lapin mAb
Remarques/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65125
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du WNK1 humain (Q9H4A3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q9H4A3
Poids Protéique	251kDa
Expédition	Sac de glace