


Anticorps Polyclonal Anti-Wnk1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A3

Numéro d'article: CM0024580



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la WNK1 humaine, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. WNK1 est une kinase clé de la cascade WNK-SPAK/OSR1 qui régule la pression artérielle, l'homéostasie ionique et le volume cellulaire, indispensable pour la recherche rénale et cardiovasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KDP, PSK, p65, HSN2, HSN2, PRKWINK1, PPP1R167, WNK1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65125
GeneID	65125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la WNK1 humaine (NP_055638.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9H4A3
Poids protéique	251 kDa
Expédition	Sac de glace