


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnk1 Pour Wb Et Elisa - Q9H4A3

Numéro d'article: CM0017583



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine WNK1 humaine (KDP, p65, HSN2), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études sur l'homéostasie ionique, la régulation de la pression artérielle et la réponse au volume cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du Produit	WNK1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWINK1; PPP1R167; WNK1
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	65125
ID du Gène	65125
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-210 de la WNK1 humaine (NP_055638.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H4A3
Poids Moléculaire Protéique	251 kDa
Expédition	Sac de glace