

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnk3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byp7

Numéro d'article: CM0016512



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WNK3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Détecte la WNK3 humaine, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de l'homéostasie électrolytique et de la régulation du volume cellulaire. Issu du portefeuille de matières premières IVD de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNK3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PRKWNK3; WNK3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	65267
GeneID	65267
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 500-600 de la WNK3 humaine (NP_065973.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BYP7
Poids de la protéine	198kDa
Expédition	Sachet réfrigérant