

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnt1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04628

Numéro d'article: CM0023178

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le WNT1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, le neurodéveloppement et la biologie osseuse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WNT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	INT1; OI15; BMND16; WNT1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7471
ID de Gène	7471
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 231-370 du WNT1 humain (NP_005421.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04628
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace