

Anticorps Polyclonal Anti-Wnt10A Pour Wb Et Elisa - Q9Gzt5

Numéro d'article: CM0015837

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre WNT10A humain, adapté au WB et à l'ELISA. Validé pour l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt, la dysplasie ectodermique et le développement dentaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT10A Rabbit pAb
Remarques/Alias	ODDD ; SSPS ; ECTD16 ; STHAG4 ; WNT10A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	80326
GeneID	80326
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9GZT5
Poids moléculaire de la protéine	46 kDa
Expédition	Sac de glace