

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Wnt16 Pour Wb, Elisa - Q9Ubv4

Numéro d'article: CM0002754

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant la Wnt16 humaine (WNT16). Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation développementale et la voie Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Wnt16 Rabbit mAb
Remarques / Alias	WNT16
Espèce	Humain
GenelD (humain)	51384
GenelD	51384
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 1-100 de la Wnt16 humaine (Q9UBV4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UBV4
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace