

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Wnt2 (Wb, Elisa) - P09544

Numéro d'article: CM0006647

Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant dirigé contre le WNT2 humain, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WNT2 Lapin mAb
Remarques/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7472
ID de Gène	7472
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 231-330 du WNT2 humain (NP_003382.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	P09544
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace