

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnt2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P09544

Numéro d'article: CM0028769

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le WNT2 humain, adapté pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la signalisation Wnt, le développement embryonnaire et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WNT2 Lapin pAb
Remarques/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Espèce	Humain
ID de Gène	7472
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-360 du WNT2 humain (NP_003382.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09544
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace