

Anticorps Monoclonal Anti-Wnt2B Pour Wb, Elisa - Q93097

Numéro d'article: CM0003376

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre WNT2B (WNT13), validé pour WB et ELISA. Détecte le WNT2B humain, murin et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et le développement pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT2B Rabbit mAb
Remarques/Alias	WNT13; WNT2B
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7482
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 200-300 du WNT2B humain (Q93097)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q93097
Poids protéique	44kDa
Expédition	Sac de glace