

Anticorps Monoclonal Anti-Wnt3A Pour Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P56704

Numéro d'article: CM0009692



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine WNT3A, validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT3a Rabbit mAb
Remarques/Alias	WNT3A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	89780
GeneID	89780
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56704
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace