

Anticorps Polyclonal Anti-Wnt3A Pour Ihc-P, Elisa - P56704

Numéro d'article: CM0017324



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la WNT3A humaine, validé pour IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement. UniProt P56704.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT3A Rabbit pAb
Remarques / Alias	WNT3A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	89780
GeneID	89780
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-352 de la WNT3A humaine (NP_149122.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P56704
Poids de la protéine	39kDa
Expédition	Sac de glace