

Anticorps Polyclonal Anti-Wnt4 Pour Wb, Elisa - P56705

Numéro d'article: CM0027524

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le WNT4 humain, validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du développement urogénital et pulmonaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WNT4 Lapin pAb
Remarques/Alias	WNT-4; SERKAL; WNT4
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	54361
GenelD	54361
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P56705
Poids Protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace