

Anticorps Monoclonal Anti-Wnt5A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P41221

Numéro d'article: CM0002578

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin contre WNT5A humain. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Spécifique de WNT5A humain, masse moléculaire 42 kDa. Convient pour la recherche sur la signalisation Wnt et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT5A Rabbit mAb
Remarques / Alias	hWNT5A, WNT5A
Espèce	Humain
GenID	7474
Immunogène	Peptide synthétique (aa 281-380 de WNT5A humain, P41221)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonal
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P41221
Masse moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace