

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnt5A Pour Wb - P41221

Numéro d'article: CM0017412

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WNT5A humain (aa 116-215), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît WNT5A humain, murin et de rat, un ligand clé de la signalisation Wnt impliqué dans le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT5A pAb de lapin
Remarques/Alias	hWNT5A; WNT5A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	7474
GeneID	7474
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 116 et 215 de WNT5A humain (NP_003383.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P41221
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Sac réfrigérant