

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnt5B Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1J7

Numéro d'article: CM0028869

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la WNT5B humaine (SWISS : Q9H1J7). Validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WNT5B Rabbit pAb
Remarques / Alias	WNT5B
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	81029
GenelD	81029
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la WNT5B humaine (NP_110402.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H1J7
Poids de la protéine	40kDa
Expédition	Sac de glace