


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnt7A Pour Wb Et Elisa - O00755

Numéro d'article: CM0025796



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine WNT7A, validé pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée chez la souris. Cible Wnt-7a, un ligand sécrété dans la voie de signalisation Wnt/bêta-caténine canonique, crucial pour le développement embryonnaire et l'angiogenèse du SNC.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-WNT7A
Remarques/Alias	Wnt-7a ; WNT7A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7476
GeneID	7476
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 101-200 de la protéine humaine WNT7A (NP_004616.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O00755
Poids Moléculaire Protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace