

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wnt9A Pour Wb Et Elisa - O14904

Numéro d'article: CM0025473

Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-WNT9A de CamelBio, validé pour WB et ELISA, reconnaît le WNT9A humain, murin et de rat, un ligand de signalisation Wnt crucial pour le développement osseux et l'intégrité articulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin WNT9A
Remarques/Alias	WNT14 ; WNT9A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7483
ID de gène	7483
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 250-350 du WNT9A humain (NP_003386.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14904
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace