

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wrap53 Pour Wb, Elisa - Q9Bur4

Numéro d'article: CM0020653



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre WRAP53 humain (TCAB1), pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche en biologie des télomères, corps de Cajal et réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WRAP53 Lapin pAb
Remarques/Alias	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55135
GeneID	55135
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-160 de WRAP53 humain (NP_060551.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9BUR4
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace