

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wrn Pour Wb, Elisa - Q14191

Numéro d'article: CM0025599



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le WRN humain, validé pour le WB et l'ELISA. Cible la région C-terminale (aa 1223-1432) de l'hélicase/exonucléase du syndrome de Werner, idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la stabilité du génome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-WRN
Remarques/Alias	RECQ3 ; RECQL2 ; RECQL3 ; WRN
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7486
GeneID	7486
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1223-1432 du WRN humain (NP_000544.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14191
Poids moléculaire de la protéine	162 kDa
Expédition	Sac de glace