

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Wstf Pour Wb Et Elisa - Q9Uig0

Numéro d'article: CM0008715



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-WSTF pour les applications WB et ELISA. Reconnaît le WSTF humain, de souris et de rat. Convient aux études sur le remodelage de la chromatine et la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WSTF Lapin mAb
Remarques/Alias	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9031
GeneID	9031
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du WSTF humain (Q9UIG0)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIG0
Poids Protéique	171kDa
Expédition	Sac de glace