


Anticorps Polyclonal Anti-Wt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Numéro d'article: CM0015445



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain WT1, validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation de la transcription et la biologie du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GUD ; AWT1 ; WAGR ; WT-1 ; WT33 ; NPHS4 ; WIT-2 ; WT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7490
GeneID	7490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-302 de l'humain WT1 (NP_001185480.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19544
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace