


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Wt1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Numéro d'article: CM0005541



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin WT1 (P19544) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la protéine WT1 humaine, de souris et de rat. Immunogène recombinant. Convient pour les études sur le développement urogénital et les supresseurs de tumeurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WT1 AcM de lapin
Remarques/Alias	GUD ; AWT1 ; WAGR ; WT-1 ; WT33 ; NPHS4 ; WIT-2 ; WT1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	7490
GeneID	7490
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-250 de WT1 humain (P19544).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P19544
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace