


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wt1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P19544

Numéro d'article: CM0021473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-WT1 pour WB, IF/ICC et ELISA, réactif chez l'humain, la souris et le rat. Cible la protéine de la tumeur de Wilms, un facteur de transcription clé du développement urogénital et de la tumorigenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WT1 pAb de lapin
Remarques/Alias	GUD ; AWT1 ; WAGR ; WT-1 ; WT33 ; NPHS4 ; WIT-2 ; WT1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7490
ID du gène	7490
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 302 de la protéine WT1 humaine (NP_001185480.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P19544
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac réfrigérant