

Anticorps Monoclonal Anti-Wtap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q15007

Numéro d'article: CM0004348



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-WTAP pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît l'humain, la souris et le rat. Cible le régulateur d'épissage des pré-ARNm impliqué dans la méthylation m6A et le cycle cellulaire. Idéal pour la recherche en DIV.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-WTAP
Remarques/Alias	Mum2; WTAP
Espèce	Humain
ID de gène	9589
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 212-355 du WTAP humain (NP_004897.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15007
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace