

Anticorps Polyclonal Anti-Wtap Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Numéro d'article: CM0018094



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la WTAP humaine, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Détecte la WTAP humaine, de souris et de rat, adapté à la recherche sur la méthylation m6A et la régulation de l'épissage.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WTAP Rabbit pAb
Remarques / Alias	Mum2; WTAP
Espèce	Humaine
ID du gène	9589
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 212-355 de la WTAP humaine (NP_004897.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15007
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace