

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wwc1 (Kibra) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ix03

Numéro d'article: CM0022480



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine WWC1 (KIBRA), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat, adapté à la recherche sur la signalisation Hippo et la cognition.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WWC1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23286
GeneID	23286
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 290-426 de la WWC1 humaine (NP_056053.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IX03
Poids de la protéine	125kDa
Expédition	Sac de glace