

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wwc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Awc2

Numéro d'article: CM0020710

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin purifié par affinité ciblant la protéine humaine WWC2 (BOMB), validé pour WB, IHC-P et ELISA. Détecte WWC2 humain, de souris et de rat, un régulateur de la voie Hippo. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WWC2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BOMB; WWC2
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	80014
Identifiant de gène	80014
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 160-430 de la WWC2 humaine (NP_079225.5)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q6AWC2
Poids de la protéine	134kDa
Expédition	Sac de glace