


Anticorps Polyclonal Anti-Wwox Pour Wb, Elisa - Q9Nzc7

Numéro d'article: CM0015406



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre WWOX humain, validé pour Western blot (WB) et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Cible l'oxidoréductase contenant le domaine WW, un suppresseur de tumeur impliqué dans l'apoptose et la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WWOX Rabbit pAb
Remarques / Alias	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D165432E; WWOX
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51741
GeneID	51741
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NZC7
Poids de la protéine	47kDa
Expédition	Sac à glace