


Anticorps Polyclonal Anti-Wwox Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc7

Numéro d'article: CM0016815



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant WWOX humain (Q9NZC7), un suppresseur de tumeur et une oxydoréductase impliqués dans l'apoptose et la signalisation Wnt. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris. Poids moléculaire : 47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	WWOX Rabbit pAb
Remarques/Alias	FOR ; WOX1 ; DEE28 ; EIEE28 ; FRA16D ; SCAR12 ; HHMA56 ; PRO0128 ; SDR41C1 ; D16S432E ; WWOX
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51741
GeneID	51741
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 120 de WWOX humain (NP_057457.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9NZC7
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac réfrigérant