


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wwp1 Pour Wb, Elisa - Q9H0M0

Numéro d'article: CM0028114



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre WWP1, une ligase E3 ubiquitine-protéine de type NEDD4 impliquée dans l'ubiquitination et la dégradation protéasomique. Convient pour WB et ELISA, réagit avec des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WWP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11059
GeneID	11059
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 du WWP1 humain (NP_008944.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0M0
Poids Protéique	105kDa
Expédition	Sac de glace