

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Wwp2 Pour Wb Et Elisa - 000308

Numéro d'article: CM0024031



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin WWP2 validé pour WB et ELISA. Cible le WWP2 humain (ligase E3 ubiquitine-protéine de type NEDD4), un régulateur clé de l'ubiquitination et de la dégradation protéasomique dans les cellules souches et les cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	WWP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	AIP2, WWp2-like, WWP2
Espèce	Humain
ID de Gène	11060 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 151-400 du WWP2 humain (NP_001257383.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	O00308
Poids Protéique	99kDa
Expédition	Sac de glace