

Anticorps Monoclonal Anti-Xanthine Déshydrogénase/Oxydase (Xdh) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P47989

Numéro d'article: CM0007100



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la xanthine déshydrogénase/oxydase (XDH) humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des purines et la génération d'EOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Xanthine Oxydase (XDH) Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	XO; XOR; XAN1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	7498
GenelD	7498
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1000 et 1100 de la xanthine oxydase (XDH) humaine. (NP_000370.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47989
Poids de la protéine	146 kDa
Expédition	Sac de glace