

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Xanthine Oxydase (Xdh) Pour Wb - P47989

Numéro d'article: CM0004239



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant la xanthine oxydase (XDH) humaine, validé pour WB, IHC, IF et ELISA. Idéal pour les études sur le métabolisme des purines et les espèces réactives de l'oxygène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Xanthine Oxydase (XDH) mAb de lapin
Remarques / Alias	XO; XOR; XAN1; Xanthine Oxydase (XDH)
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7498
Identifiant du gène	7498
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 202-293 de la xanthine oxydase (XDH) humaine (P47989)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47989
Poids de la protéine	146 kDa
Expédition	Sac de glace