

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Xbp-1S Pour Wb, Chip, Elisa - P17861-2

Numéro d'article: CM0009132

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-XBP-1s validé pour la WB, la ChIP et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines XBP-1s humaines et murines. Idéal pour la recherche sur le stress du RE, la UPR et le cancer. - P17861-2

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XBP-1s Rabbit mAb
Remarques/alias	XBP2 ; TREB5 ; XBP-1 ; TREB-5
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	7494
ID du gène	7494
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 188 à 287 de XBP-1s humain (NP_001073007.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ChIP, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P17861-2
Poids moléculaire de la protéine	40 kDa
Expédition	Sac de glace