

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xcp1 Pour Wb Et Elisa - B6Tic7

Numéro d'article: CM0024196

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la XCP1 de maïs (protéase cystéinique 5) pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Reconnaît la XCP1 de maïs, masse moléculaire prédite de 71 kDa, idéal pour la recherche sur les protéases végétales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XCP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Protéase cystéinique 5
Espèce	Maïs
GeneID	100283433
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 157-377 de la XCP1 de maïs (NP_001149806.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Maïs
SWISS	B6TIC7
Poids de la protéine	71kDa
Expédition	Sac de glace