


Anticorps Polyclonal Anti-Xcr1 Pour Ihc-P Et Elisa - P46094

Numéro d'article: CM0020330



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-humain XCR1, validé pour IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez le rat. Cible le récepteur 1 de la chimiokine XC (récepteur de la lymphotactine) impliqué dans la signalisation des chimiokines. Convient pour les applications d'immunodétection.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XCR1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GPR5 ; CCXCR1 ; XCR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2829
GeneID	2829
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de XCR1 humain (NP_001019815.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P46094
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace