


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Xiap (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - P98170

Numéro d'article: CM0002253



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant l'XIAP humain (BIRC4/IAP3), avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour le Western blot et l'ELISA pour étudier l'apoptose, la signalisation NF- κ B et les voies d'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-XIAP
Remarques/Alias	API3 ; ILP1 ; MIHA ; XLP2 ; BIRC4 ; IAP-3 ; hIAP3 ; hIAP-3 ; AP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	331
GeneID	331
Immunogène	Protéine recombinante / Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de l'XIAP humain (NP_001158.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98170
Poids protéique	57 kDa
Expédition	Sac de glace