


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xiap Pour Wb, If/Icc, Elisa - P98170

Numéro d'article: CM0018707



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le XIAP humain (inhibiteur de l'apoptose lié à l'X). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. PM ~57kDa. Pour les études sur l'apoptose, la signalisation NF- κ B et l'ubiquitination.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XIAP Lapin pAb
Remarques/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	331
GeneID	331
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du XIAP humain (NP_001158.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98170
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace