

Anticorps Polyclonal Anti-Xk Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51811

Numéro d'article: CM0017966

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant XK (XKR1, antigène Kx). Convient pour le Western blot, l'immunofluorescence et l'ELISA chez l'humain, la souris, le rat. Étudiez la fonction de la protéine adaptatrice de la membrane du RE et le recrutement de VPS13A.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-XK
Remarques/Alias	KX ; NA ; NAC ; X1k ; XKR1 ; XK
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	7504
ID du gène	7504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 59-138 de la protéine XK humaine (NP_066569.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51811
Poids protéique	51 kDa
Expédition	Sac de glace