


Anticorps Monoclonal Anti-Xpd/Ercc2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P18074

Numéro d'article: CM0002103



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin Anti-XPD/ERCC2 pour Western Blot, immunohistochimie (paraffine) et ELISA. Réactivité croisée avec humain, souris, rat. Idéal pour l'étude de la réparation par excision de nucléotides couplée à la transcription et de la fonction du complexe TFIIH. Poids moléculaire prédit : 87 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPD/ERCC2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2068
GeneID	2068
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 600 et 700 de XPD/ERCC2 humain (P18074)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18074
Poids protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace