


Anticorps Polyclonal Anti-Xpd/Ercc2 Pour Wb, Elisa - P18074

Numéro d'article: CM0013103



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-XPD/ERCC2 de haute qualité validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour étudier les mécanismes de réparation de l'ADN et de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPD/ERCC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EM9 ; TTD ; XPD ; TTD1 ; COFS2 ; TFIH ; XPD/ERCC2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2068
GeneID	2068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-180 du XPD/ERCC2 humain (NP_001124339.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18074
Poids protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace