


Anticorps Polyclonal Anti-Xpd/Ercc2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P18074

Numéro d'article: CM0024817



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre l'XPD/ERCC2 humain (hélicase TFIIH). Validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Idéal pour les études de réparation des dommages à l'ADN et de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPD/ERCC2 Lapin pAb
Remarques/Alias	EM9 ; TTD ; XPD ; TTD1 ; COFS2 ; TFIIH ; XPD/ERCC2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2068
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'XPD/ERCC2 humain (NP_001124339.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P18074
Poids moléculaire protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace