


Anticorps Polyclonal Anti-Xpnpep1 Pour Wb, Elisa - Q9Nqw7

Numéro d'article: CM0013806



Introduction

XPNPEP1 Lapin pAb est un anticorps polyclonal ciblant l'aminopeptidase 1 Xaa-Pro humaine, validé pour WB et ELISA. Il présente une réactivité croisée avec la souris et détecte une protéine cytosolique de 70 kDa impliquée dans la dégradation des peptides et le métabolisme de la bradykinine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPNPEP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	APP1; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPL1; XPNPEP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	7511
Identifiant du gène	7511
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 44-240 de XPNPEP1 humain (NP_065116.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQW7
Poids moléculaire de la protéine	70kDa
Expédition	Sac de glace