

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Xpnpep2 Pour Wb Et Elisa - O43895

Numéro d'article: CM0013819

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant XPNPEP2 (aminopeptidase 2 X-Pro). Convient pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Généré contre l'ectodomaine recombinant (aa 22-240). Utile pour la recherche sur le métabolisme de la bradykinine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	XPNPEP2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	APP2 ; AEACEI ; XPNPEP2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	7512
GeneID	7512
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-240 de la XPNPEP2 humaine (NP_003390.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	O43895
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace