

Anticorps Polyclonal Anti-Xpnpep3 (Lapin) Pour Wb, Elisa - Q9Nqh7

Numéro d'article: CM0020429



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre XPNPEP3 humain (Xaa-Pro aminopeptidase 3), validé pour WB et ELISA. Détecte XPNPEP3 humain et souris ; adapté pour la recherche sur la peptidase mitochondriale et la signalisation TNF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	XPNPEP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-prolyl aminopeptidase 3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	63929
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-230 de XPNPEP3 humain (NP_071381.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NQH7
Poids Protéique	31kDa/32kDa/48kDa/54kDa/57kDa
Expédition	Sac de glace